

VC 410 Desinfektionsreiniger

Schnelle und umfassende Desinfektion

Einsatzbereich

Desinfektionsreiniger auf der Basis von quarternären Ammonium-Verbindungen. Schnelle und umfassende Desinfektion für alle wasserbeständigen Flächen in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Altenheimen, Lebensmittelindustrie sowie in allen anderen infektionsgefährdeten Bereichen, auch für Acrylglas-Oberflächen gut geeignet.

Verwendungsweise

Klinischer und ambulanter Bereich DGHM/VAH gelistet.

- 15 Minuten Einwirkzeit = 2,00 %
- 1 Stunde Einwirkzeit = 1,00 %
- 4 Stunden Einwirkzeit = 0,75 %

Lebensmittelbereich DVG 6 Liste.

- 30 Minuten Einwirkzeit
- Wenig belasteter Bereich = 1,0 %
- belasteter Bereich = 1,5 %

Hepatitis B und HTLV III/ LAV HIV (AIDS)

- 1 Stunde Einwirkzeit,
- bei hoher Eiweißbelastung = 1,5 %

Technische Daten

pH-Wert 1
Produkt-Farbe: farblos
Inhaltsstoffe gem. EU-Empfehlung

Anwendung und Dosierung

Dosiermenge in kaltes bis handwarmes Wasser geben, Gegenstände abwaschen, Boden nass wischen und trocknen lassen. Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind vor Gebrauch mit Trinkwasser nachzuspülen (§31 Lebensmittelgesetz).

Warnhinweis: Anhaltenden Hautkontakt vermeiden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

R36/37/38-Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
S 2-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 20/21-Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
S 24/25-Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26-Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28-Bei Berührung mit der Haut abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 37/39-Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S 45-Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen).
S46-Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Gebindegröße

Art.-Nr. VC 410-001 12 x 1 Liter Flasche im Karton
Art.-Nr. VC 410-010 10 Liter Kanister

